

Střední množství hemoglobinu v erytrocytu (KO, KODIF)

Vyšetřením krevního obrazu zjistíme hodnoty leukocytární, erytrocytární a trombocytární řady. Odchytky v krevním obraze bývají u hematologických, hematonekologických onemocnění a celé řady dalších chorob.

Zkratka:	MCH	
Pracoviště:	hematologie	Telefon: 568 809 342
Biologický materiál:	venózní krev (krev)	
Odběrová zkumavka:	plná nesrážlivá krev (EDTA)	Doporučené množství: 1 zkumavka přesně odebraná
Četnost (odezva):	viz KO, KODIF	
Transport:	Dodat optimálně do 2 hodin po odběru při 15 až +25 °C.	
Stabilita vzorku:	5 hodin při 15 až 15 °C.	
Interference:	viz KO, KODIF	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina, statim	Výkon – kód: viz KO, KODIF	Bod: viz KO, KODIF
SOP číslo – název:	SOP-PLO-HEM-07 (69) Vyšetření KO + 5 populačního rozpočtu leukocytů na analyzátoru XN 550 (XN 1000)	
Jednotka:	pg	
Poznámka:	viz KO, KODIF	

Referenční meze:

Věk	Referenční hodnota
0 – 3 dny	31,0 – 37,0
4 – 60 dní	28,0 – 40,0
61 – 90 dní	26,0 – 34,0
91 – 180 dní	25,0 – 35,0
181 – 365 dní	23,0 – 31,0
1 – 2 roky	23,0 – 31,0
2 – 6 let	24,0 – 30,0
6 – 12 let	25,0 – 33,0
12 – 15 let	25,0 – 35,0
>15 rok	28,0 – 34,0