

## Název vyšetření: Tricyklická antidepressiva

<b>Zkratka</b>	<b>TCA</b>	<b>Režim: Rutina/Statim</b>
<b>Pracoviště:</b>	CLA – biochemie	<b>Telefon: 419</b>
<b>Materiál:</b>	moč	<b>Minimální množství: 10 ml</b>
<b>Pokyny k odběru:</b>	je důležité dodržovat zásady správného odběru moče, moč odebíráme do plastové zkumavky (bez úprav) bez použití konzervantů	
<b>Četnost (odezva):</b>	denně/1 hod.	
<b>Transport:</b>	<b>čas:</b>	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	<b>teplota:</b>	18 – 25 °C
<b>Stabilita v laboratoři:</b>	<b>čas:</b>	24 hod.
	<b>teplota:</b>	2 – 8 °C
<b>Interference:</b>	test je vytvořen pouze pro lidskou moč, použití jiných materiálů může vést k falešným výsledkům, pozitivní test je pouze orientační a neudává koncentraci drogy v moči ani míru intoxikace, některé potraviny či potravinové doplňky mohou způsobovat falešnou pozitivitu testu, v případě positivity test nerozlišuje mezi přítomností látky v důsledku léčby nebo v důsledku zneužití, některé interferující sloučeniny mohou způsobit chybný výsledek, negativní výsledek nutně nezaručuje nulový obsah drogy, ale znamená, že koncentrace drogy v moči je nižší, než udávaná cut off hodnota	
<b>Vykazování pro pojišťovnu:</b> rutina statim	<b>Výkon-kód:</b> 99151 99115	<b>Bod:</b> 431 661
<b>SOP číslo:</b>	SOP-PLO-OKB-100	
<b>Jednotka:</b>		
<b>Poznámka:</b>	výsledek vyšetření je pouze orientační, je vydáván jako pozitivní nebo negativní.	

### Referenční meze:

<b>Pohlaví</b>	<b>Věk</b>	<b>Referenční hodnota</b>
žena/muž	0 – 120 let	Hodnoty cut off TCA v moči: 1000 ng/ml.