

Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech (KO, KODIF)

Vyšetřením krevního obrazu zjistíme hodnoty leukocytární, erytrocytární a trombocytární řady. Odchytky v krevním obraze bývají u hematologických, hematonekologických onemocnění a celé řady dalších chorob.

Zkratka:	MCHC	
Pracoviště:	hematologie	Telefon: 568 809 342
Biologický materiál:	venózní krev (krev)	
Odběrová zkumavka:	plná nesrážlivá krev (EDTA)	Doporučené množství: 1 zkumavka přesně odebraná
Četnost (odezva):	viz KO, KODIF	
Transport:	Dodat optimálně do 2 hodin po odběru při 15 až +25 °C.	
Stabilita vzorku:	5 hodin při 15 až 15 °C.	
Interference:	Viz KO, KODIF	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina, statim	Výkon – kód: viz KO, KODIF	Bod: viz KO, KODIF
SOP číslo – název:	SOP-PLO-HEM-07 (69) Vyšetření KO + 5 populačního rozpočtu leukocytů na analyzátoru XN 550 (XN 1000)	
Jednotka:	g/l	
Poznámka:	viz KO, KODIF	

Referenční meze:

Věk	Referenční hodnota
0 – 3 dny	290,0 – 370,0
4 – 30 dní	280,0 – 380,0
31 – 90 dní	290,0 – 370,0
91 – 365 dní	300,0 – 360,0
1 – 2 roky	300,0 – 360,0
2 – 15 let	310,0 – 370,0
>15 let	320,0 – 360,0