

## Hnis a obsah patologických dutin

Kultivační vyšetření punktátu umožňuje izolovat původce infekčního procesu z hnisu nebo z obsahu patologických dutin

Zkratka:	absces – absces, hnis - hnis		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.504	
Materiál:	punktát	Minimální množství: 1 ml	
Odběrová souprava:	sterilní zkumavka, sterilní injekční stříkačka, hemokultivační nádobka		
Pokyny k odběru:	Odběr cca 1 - 5 ml asepticky sterilní stříkačkou do sterilní zkumavky. Při odběru menšího množství lze punktát ponechat v injekční stříkačce, ze které se odstraní vzduch a uzavře sterilní koncovkou.		
Četnost (odezva):	negat. výsledek - 2 dny pozit. výsledek - 2 - 5 dnů	Zpracováno:	denně
Transport:	Ihned, nejdéle do 2 hod. pokojová teplota, Pokud doba od odběru do zpracování přesáhne 3 hodiny, výrazně se snižuje záchyt anaerobních bakterií.		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 24 hod.	Teplota: pokojová teplota	
Vykazování pro pojišťovnu:	Výkon-kód: základní 82 011, 82 027, 82 049		
SOP číslo – název:	SOP-PLO-OKM-114 - Kultivační vyšetření punktátu		
Indikace:	Abscesy, empyémy a zánětlivé výpotky v různých lokalizacích.		
Interpretace:	Nález signifikantního původce infekce se ihned po zjištění hlásí ošetřujícímu lékaři. V interpretaci výsledku je nutno zhodnotit, zda se nejedná o kontaminující kožní mikroflóru.		
Poznámka:	Vzorek odebrat před zahájením antibiotické léčby. Na žádanku uvést vždy přesně místo odběru.		