

Vyšetření na *Ureaplasma urealyticum* + *Mycoplasma hominis*

Ureaplasma urealyticum a *Mycoplasma hominis* mohou být příčinou uretritidy, prostatitidy a epididymitidy u mužů a uretritidy a cervicitidy u žen.

Zkratka:	ceur – výtěr z cervixu - <i>Ureaplasma</i> , <i>Mycoplasma</i> urur – výtěr z uretry – <i>Ureaplasma</i> , <i>Mycoplasma</i>		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.541	
Materiál:	výtěr z cervixu výtěr z uretry		
Odběrová souprava:	sterilní odběrová souprava pro průkaz urogenitálních mykoplasmat		
Pokyny k odběru:	Odběr z uretry nebo z cervixu s abrazí buněk sliznice sterilním tamponem, který se vytřepe a zalomí do odběrového UTM média		
Četnost (odezva):	negat. výsledek – 1 den pozit. výsledek - 2 dny	Zpracováno:	denně
Transport:	2 hod. pokojová teplota, 24 hod. chladničková teplota		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 48 hod	Teplota: chladničková teplota	
Vykazování pro pojišťovnu:	Výkon-kód základní: 82 231, 82 233		
SOP číslo – název:	SOP-PLO-OKM-124 – Diagnostika urogenitálních mykoplasmat		
Indikace:	Urethritis, prostatitis, cervicitis.		
Interpretace:	Klinicky významný nález u mužů při vysoké i nízké kvantitě. U pozitivních vzorků u žen je nutno výsledek hodnotit ve vztahu ke klinickému stavu.		
Poznámka:	Pro komplexní vyšetření je vhodné doplnit kultivační vyšetření a vyšetření <i>Chlamydia trachomatis</i> .		