

Výtěr z cervixu

Kultivační vyšetření umožňuje zjistit původce zánětu děložního hrdla.

Zkratka:	ce - výtěr z cervixu cego – výtěr z cervixu cíleně – Neis. gonorrhoeae		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl. 541	
Materiál:	výtěr z cervixu		
Odběrová souprava:	sterilní tampon v transportním médiu Amies		
Pokyny k odběru:	Po odstranění hlenové zátky do cervikálního kanálu zavést sterilní tampon, provést razantní výtěr a vložit do transportní půdy.		
Četnost (odezva):	negat. výsledek - 2 dny pozit. výsledek - 2 - 7 dnů	Zpracováno:	denně
Transport:	2 hod. pokojová teplota, 24 hod. pokojová teplota		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 24 hod.	Teplota: pokojová teplota	
Vykazování pro pojišťovnu:	Výkon-kód základní: 82 011, 82 025		
SOP číslo – název:	SOP-PLO-OKM-122 – Kultivační vyšetření vzorků z urogenitálního traktu		
Indikace:	Cervicitis.		
Interpretace:	Hlavní původce: Neisseria gonorrhoeae Při interpretaci je nutné odlišit nález kolonizujících nebo kontaminujících bakterií (gramnegativní tyčinky, koaguláza negat. stafylokoky, enterokoky, kvasinky).		
Poznámka:	Při vyšetření cervicitidy doplnit vyšetření na Chlamydia trachomatis a urogenitální mykoplasmata.		