

## Helicobacter pylori – průkaz antigenu ve stolici

Rychlý imunochromatografický test pro stanovení antigenu H.pylori ve stolici. Helicobacter kolonizuje hlavně sliznici žaludku, později těla. Infekce H. pylori má kauzální vztah k peptickému vředu gastroduodena.

Zkratka:	HP		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.541	
Materiál:	stolice	Minimální množství: 2 cm <sup>3</sup>	
Odběrová souprava:	kontejner na odběr stolice		
Četnost (odezva):	max.48 hod	Zpracováno:	denně
Transport:	Nelze-li dodat ihned, uchovávat v lednici (72 hod.)		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 3 dny	Teplota: 2 - 8°C	
Vykazování pro pojišťovnu:	Výkon-kód: 82117		
SOP číslo – název:			
Výsledek:	pozitivní - negativní		
Indikace:	pomocný test v diagnostice infekce H.pylori a ke kontrole po eradikace léčby. Kontrolní test se doporučuje provést 4 týdny po ukončení léčby.		
Poznámka:	Doporučujeme event.. konfirmovat nález serologickým vyšetřením na BLOTu.		