

## Výtěr z rekta

Vyšetření je zaměřeno na průkaz bakteriálních původců gastroenteritid.

<b>Zkratka:</b>	rek – výtěr z rekta, <b>rek-y</b> – cílený výtěr na yersinie		
<b>Pracoviště:</b>	mikrobiologie	<b>Telefon:</b>	kl.541
<b>Materiál:</b>	Výtěr z rekta		
<b>Odběrová souprava:</b>	sterilní tampon na drátku v transportním médiu Amies		
<b>Pokyny k odběru:</b>	Tampon opatrně vložíme krouživým pohybem do rekta a zhotovíme výtěr, na tamponu by měla být patrna stolice.		
<b>Četnost (odezva):</b>	negat. výsledek - 2 dny pozit. výsledek - 2 - 5 dnů	<b>Zpracováno:</b>	denně
<b>Transport:</b>	24 hod. pokojová teplota v transportním médiu		
<b>Stabilita v laboratoři:</b>	<b>Čas:</b> 24 hod.	<b>Teplota:</b>	pokojová teplota
<b>Vykazování pro pojišťovnu:</b>	<b>Výkon-kód základní:</b> 82 013		
<b>SOP číslo – název:</b>	SOP-PLO-OKM-126 – Kultivační vyšetření stolice		
<b>Indikace:</b>	Průjem s podezřením na bakteriální etiologii, hemolyticko uremický syndrom (označit v komentáři na žádance).		
<b>Interpretace:</b>	Záchyt základních střevních patogenů: Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica, enteropatogenní E.coli, Campylobacter		
<b>Poznámka:</b>	Podezření na méně obvyklé patogeny v souvislosti s cestováním, nutno sdělit na žádance. Při současných známkách sepse se doporučuje odběr hemokultur.		