

Vyšetření na chřipku metodou RT PCR

Vyšetřením výtěru z nosohltanu a z nosu lze stanovit metodou RT PCR virus chřipky A a B.

Zkratka:	PCR chř - výtěry na chřipku		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.541	
Materiál:	výtěr z nosohltanu a z nosu		
Odběrová souprava:	odběr. souprava s UTM médiem + 2 sterilní odběrové tampony		
Pokyny k odběru:	Prvním sterilním tamponem se provede výtěr obou nosních dírek, druhým tamponem se důkladně setře zadní stěna nosohltanu. Oba tampony se oddělí do transportního UTM média. Při odběru se nedotýkat jazyka, patrových oblouků a tonzil.		
Četnost (odezva):	negat. výsledek - 1 den pozit. výsledek - 1 den	Zpracováno:	denně v prac. dnech, ostatní dny dle domluvy
Transport:	2 hod. pokojová teplota, 24 hod. chladničková teplota		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 48 hod.	Teplota: chladničková teplota	
Vykazování pro pojišťovnu:	Výkon-kód základní: 82 041		
SOP číslo – název:	Pracovní instrukce č. 21: Vyšetření metodou RT PCR na přístroji GeneXpert		
Indikace:	Bronchopneumonie, tracheobronchitis, pneumonie		
Interpretace:	Pozitivní výsledek (průkaz viru chřipky A nebo B) se ihned po dokončení vyšetření hlásí ošetřujícímu lékaři.		
Poznámka:	Odběrová souprava a sterilní odběrové tampóny jsou k dispozici na příjmu Centrální laboratoře		