

Průkaz antigenu *Streptococcus pneumoniae* v moči

Rychlý průkaz původce komunitní nebo nozokomiální pneumonie.

Zkratka:	moč-SP – antigen Streptococcus pneumoniae		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.504	
Materiál:	moč	Minimální množství: 5 ml	
Odběrová souprava:	sterilní zkumavka		
Pokyny k odběru:	Odběr středního proudu moči jako na kultivaci.		
Četnost (odezva):	negat. výsledek - 1 den pozit. výsledek - 1 den	Zpracováno:	denně
Transport:	2 hod. pokojová teplota, 24 hod. chladničková teplota		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 24 hod.	Teplota: chladničková teplota	
Vykazování pro pojišťovnu:	Výkon-kód základní: 82 117		
SOP číslo – název:	SOP-PLO-OKM-017 – Průkaz antigenu Streptococcus pneumoniae v moči		
Indikace:	Komunitní nebo nozokomiální pneumonie		
Interpretace:	Pozitivní nález je klinicky významný. U dětí do 5 let může být výsledek falešně pozitivní. 48 hodin po vakcinaci může být výsledek falešně pozitivní. Výsledek testu může být ovlivněn předchozí antibiotickou léčbou.		
Poznámka:	Ze vzorku je možno doplnit vyšetření antigenu Legionella pneumophila.		