

Výtěr z pochvy

Kultivační vyšetření umožňuje zjistit původce infekce pochvy. Ze vzorku lze provést cílenou kultivaci na *Streptococcus agalactiae*.

Zkratka:	po – výtěr z pochvy sag – výtěr z pochvy na Streptococcus agalactiae		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.541	
Materiál:	výtěr z pochvy		
Odběrová souprava:	sterilní tampon v transportním médiu Amies		
Pokyny k odběru:	Sterilní tampon se zavede k zadní poševní klenbě, po provedení výtěru se vloží do transportní půdy		
Četnost (odezva):	negat. výsledek - 2 dny pozit. výsledek - 2 - 7 dnů	Zpracováno:	denně
Transport:	2 hod. pokojová teplota, 24 hod. pokojová teplota		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 24 hod.	Teplota: pokojová teplota	
Vykazování pro pojišťovnu:	Výkon-kód základní: 82 011		
SOP číslo – název:	SOP-PLO-OKM-122 – Kultivační vyšetření vzorků z urogenitálního traktu		
Indikace:	Kolpitis, bakteriální vaginóza, nosičství Streptococcus agalactiae.		
Interpretace:	Hlavní patogeny: kvasinky, Neisseria gonorrhoeae. Při interpretaci je nutné odlišit nález kolonizujících nebo kontaminujících bakterií (gramnegativní tyčinky, koaguláza negat. stafylokoky, enterokoky).		
Poznámka:	Pořadavek na cílené kultivační vyšetření na Strept. agalactiae je nutno uvést na žádance. Kultivaci je možno doplnit vyšetřením na Chlamydia trachomatis a urogenitání mykoplasmata.		