

## Mykologické vyšetření na dermatofyty

Mykologické vyšetření na dermatofyty umožňuje izolovat původce mykóz nehtů, kůže a vlasů.

Zkratka:	nehd – nehet – vyšetření na dermatofyty; šud – šupiny kůže – vyšetření na dermatofyty vlas – vlas – vyšetření na dermatofyty		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.541	
Materiál:	Nehet, šupiny kůže, vlas	Minimální množství: 15 – 20 šupin, úlomků, vlasů	
Odběrová souprava:	sterilní zkumavka		
Pokyny k odběru:	Před odběrem vzorku provést dekontaminaci ložiska 70% etanolem a nechat zaschnout. Šupiny kůže - odebrat z okraje léze. Nehty – odběr provést po důkladné dekontaminaci a odstranění okrajové části nehtu a očištění ulpívajícího detritu. Vlasy – před odběrem zkrátit na cca 2 cm a vytrhnout z okraje ložiska, aby se získal vlasový váček.		
Četnost (odezva):	negat. výsledek - 21 dnů pozit. výsledek - 21 - 28 dnů	Zpracováno:	denně
Transport:	2 hod. pokojová teplota, 24 hod. pokojová teplota		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 24 hod.	Teplota: pokojová teplota	
Vykazování pro pojišťovnu:	Výkon-kód základní: 98 111, 98 119		
SOP číslo – název:	SOP-PLO-OKM-144 – Mykologické vyšetření na dermatofyty		
Indikace:	Dermatomykóza, nehtů, kůže a vlasů.		
Interpretace:	Klinicky významný je nález mikroorganismů z rodů Trichophyton, Microsporon, Epidermophyton. Nález plísní a saprofytických kvasinek se hodnotí jako kontaminace		
Poznámka:	Při nedodržení dostatečné přestávky v antimykotické léčbě před odběrem může být výsledek kultivačního vyšetření falešně negativní.		