

Morfologie erytrocytů

Sledují se červené krvinky, jejich velikost, zabarvení, tvar, inkluze, přítomnost parazitů penízkovatění. Je i součástí DIFMAN.

Zkratka:	MORF	
Pracoviště:	hematologie	Telefon: 568 809 342
Biologický materiál:	venózní krev (krev)	
Odběrová zkumavka:	plná nesrážlivá krev (EDTA)	Doporučené množství: 1 zkumavka přesně odebraná
Četnost (odezva):	viz KO, KODIF	
Transport:	Dodat optimálně do 2 hodin po odběru při 15 až +25 °C.	
Stabilita vzorku:	5 hodin při 15 až 15 °C.	
Interference:	Na správné hodnocení má vliv špatně odebraný vzorek, nesprávná technika nátěru a nekvalitní obarvení.	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon – kód: 96 713 provedení krevního nátěru 96 711 panoptické barvení krevního nátěru 96 315 analýza krevního nátěru	Bod: 12 24 25
SOP číslo – název:	SOP-PLO-HEM-03 Panoptické barvení a morfologické hodnocení nátěrů periferní krve	
Jednotka:	-, slovní hodnocení	
Poznámka:	Omezení: Vzorek nelze přijmout, je-li: sražený, chybně uzavřená zkumavka, množství z venózního odběru pod 1 ml, u kapilárního odběru pod 0,25 ml, odběr je proveden do nevhodného media, není dodržen obecně platný předpis pro příjem materiálu.	