

Lymfocyty (KODIF, DIFMAN)

Jsou součástí diferenciálního rozpočtu bílých krvinek provedeného při vyšetření krevního obrazu (KODIF) či při provedení mikroskopické analýzy nátěru periferní krve (DIFMAN).

Zkratka:	LY	
Pracoviště:	hematologie	Telefon: 568 809 342
Biologický materiál:	venózní krev (krev)	
Odběrová zkumavka:	plná nesrážlivá krev (EDTA)	Doporučené množství: 1 zkumavka přesně odebraná
Četnost (odezva):	Statim 1 hodina, rutina 2 hodiny.	
Transport:	Dodat optimálně do 2 hodin po odběru při 15 až +25 °C.	
Stabilita vzorku:	5 hodin při 15 až 25 °C.	
Interference:	viz KODIF, DIFMAN	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina, statim	Výkon – kód: viz KODIF, DIFMAN	Bod: viz KODIF, DIFMAN
SOP číslo – název:	SOP-PLO-HEM Vyšetření KO + 5 populačního rozpočtu leukocytů na analyzátoru XN 550 (XN 1000) SOP-PLO-HEM-03 Panoptické barvení a morfologické hodnocení nátěrů periferní krve	
Jednotka:	%, 10 ⁹ /l	
Poznámka:	viz KODIF, DIFMAN	

Referenční meze:

Věk	Referenční hodnota KODIF (%)	Referenční hodnota KODIF (10 ⁹ /l)	Referenční hodnota DIFMAN (%)
0 – 1 den	16,0 – 41,0	1,9 – 13,9	16,0 – 41,0
2 – 7 dní	31,0 – 51,0	1,6 – 10,7	31,0 – 51,0
8 – 14 dní	38,0 – 58,0	1,9 – 11,6	38,0 – 58,0
15 – 30 dní	46,0 – 66,0	2,3 – 12,9	46,0 – 66,0
31 – 180 dní	46,0 – 71,0	2,3 – 13,8	46,0 – 71,0
181 – 365 dní	51,0 – 71,0	3,1 – 12,4	51,0 – 71,0
1 – 2 roky	49,0 – 71,0	2,9 – 12,4	49,0 – 71,0
2 – 4 roky	40,0 – 69,0	2,2 – 11,7	40,0 – 69,0
4 – 6 let	32,0 – 60,0	1,6 – 9,3	32,0 – 60,0
6 – 8 let	29,0 – 52,0	1,3 – 7,5	29,0 – 52,0
8 – 10 let	28,0 – 49,0	1,3 – 6,6	28,0 – 49,0
10 – 15 let	25,0 – 48,0	1,1 – 6,5	25,0 – 48,0
> 15 let	20,0 – 45,0	0,8 – 4,0	20,0 – 45,0