

Krevní obraz

Vyšetřením krevního obrazu zjistíme hodnoty leukocytární, erytrocytární a trombocytární řady. Odchytky v krevním obraze bývají u hematologických, hematologických onemocnění a celé řady dalších chorob.

Zkratka:	KO	
Pracoviště:	hematologie	Telefon: 568 809 342
Biologický materiál:	venózní krev (krev)	
Odběrová zkumavka:	plná nesrážlivá krev (EDTA)	Doporučené množství: 1 zkumavka přesně odebraná
Četnost (odezva):	Statim 1 hodina, rutina 2 hodiny.	
Transport:	Dodat optimálně do 2 hodin po odběru při 15 až +25 °C.	
Stabilita vzorku:	5 hodin při 15 až 25 °C.	
Interference:	Leukocyty – shluky trombocytů, leukocytů, erytrocytů (chladový aglutinin) kryoglobulin, kryoprotein, fibrin, megakaryocyty, chylémie, erytroblasty, nedostatečná hemolýza. Erytrocyty – vysoký počet leukocytů, gigantické trombocyty, shlukování erytrocytů (chladový aglutinin), mikrocyty, fragmenty červených krvinek. Hemoglobin – vysoký počet leukocytů, lipémie, abnormální proteiny. Hematokrit – shlukování erytrocytů (chladový aglutinin), mikrocyty, fragmenty červených krvinek, leukocytóza, těžký diabetes, urémie, sférocytóza. Trombocyty – shluky trombocytů, gigantické trombocyty, pseudotrombocytopenie, fragmenty bílých krvinek, malé erytrocyty, fragmenty erytrocytů, kryoglobulin, kryoprotein.	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina, statim	Výkon – kód: 96 163 KO	Bod: 26
SOP číslo – název:	SOP-PLO-HEM-07 (69) Vyšetření KO + 5 populačního rozpočtu leukocytů na analyzátoru XN 550 (XN 1000)	
Jednotka:		
Poznámka:	Omezení: Vzorek nelze přijmout, je-li: sražený, chybně uzavřená zkumavka, množství z venózního odběru pod 1 ml, u kapilárního odběru pod 0,25 ml, odběr je proveden do nevhodného media, není dodržen obecně platný předpis pro příjem materiálu. Jednotlivé parametry KO s referenčními intervaly jsou uvedeny u konkrétního parametru.	