

Krevní obraz – ostatní

Zkratka:	KO-O	
Pracoviště:	hematologie	Telefon: 568 809 342
Biologický materiál:	nespecifická tekutina (punktát)	
Odběrová zkumavka:	nespecifická tekutina (punktát) - plast bez úpravy	
Četnost (odezva):	2 hodiny	
Transport:	Dodat ihned po odběru do laboratoře při 18 až +26 °C.	
Stabilita pro přijetí:	Čas: 30 minut	Teplota: +18 až +26 °C
Interference:		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina, statim	Výkon – kód: 96 167 KO-O	Bod: 65
SOP číslo – název:	SOP-PLO-HEM-07 (69) Vyšetření KO + 5 populačního rozpočtu leukocytů na analyzátoru XN 550 (XN 1000)	
Jednotka:		
Poznámka:	Omezení: Vzorek nelze přijmout, obsahuje-li částičky, chybně uzavřená zkumavka, není dodržen obecně platný předpis pro příjem materiálu.	