

Hemoglobin (KO, KODIF)

Vyšetřením krevního obrazu zjistíme hodnoty leukocytární, erytrocytární a trombocytární řady. Odchytky v krevním obraze bývají u hematologických, hematoonkologických onemocnění a celé řady dalších chorob.

Zkratka:	Hgb	
Pracoviště:	hematologie	Telefon: 568 809 342
Biologický materiál:	venózní krev (krev)	
Odběrová zkumavka:	plná nesrážlivá krev (EDTA)	Doporučené množství: 1 zkumavka přesně odebraná
Četnost (odezva):	Rutina 2 hodiny, statim 1 hodina.	
Transport:	Dodat optimálně do 2 hodin po odběru při 15 až 25 °C.	
Stabilita vzorku:	5 hodin při 15 až 25 °C.	
Interference:	Vysoký počet leukocytů, lipémie, abnormální proteiny.	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina, statim	Výkon – kód: viz KO, KODIF	Bod: viz KO, KODIF
SOP číslo – název:	SOP-PLO-HEM 07 (69) Vyšetření KO + 5 populačního rozpočtu leukocytů na analyzátoru XN 550 (XN 1000)	
Jednotka:	g/l	
Poznámka:	viz KO, KODIF	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
	0 – 3 dny	145 – 225
	4 – 14 dní	135 – 215
	15 – 30 dní	125,6 – 205
	31 – 60 dní	100 – 180
	61 – 90 dní	90 – 140
	91 – 180 dní	95 – 135
	181 – 365 dní	105 – 135
	1 – 2 roky	105 – 135
	2 – 6 let	115 – 135
	6 – 12 let	115 – 155
Ženy	12 – 15 let	120 – 160
Muži		130 – 160
Ženy	>15 let	120 – 160
Muži		135 – 175