

Hematokrit (KO, KODIF)

Vyšetřením krevního obrazu zjistíme hodnoty leukocytární, erytrocytární a trombocytární řady. Odchytky v krevním obraze bývají u hematologických, hematoonkologických onemocnění a celé řady dalších chorob.

Zkratka:	Hct	
Pracoviště:	hematologie	Telefon: 568 809 342
Biologický materiál:	venózní krev (krev)	
Odběrová zkumavka:	plná nesrážlivá krev (EDTA)	Doporučené množství: 1 zkumavka přesně odebraná
Četnost (odezva):	Rutina 2 hodiny, statim 1 hodina.	
Transport:	Dodat optimálně do 2 hodin po odběru při teplotě 15 až 25 °C.	
Stabilita vzorku:	5 hodin při 15 až 25 °C.	
Interference:	Shlukování erytrocytů (chladový aglutinin), mikrocyty, fragmenty červených krvinek, leukocytóza, těžký diabetes, urémie, sférocytóza.	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina, statim	Výkon – kód: viz KO, KODIF	Bod: viz KO, KODIF
SOP číslo – název:	SOP-PLO-HEM 07 (69) Vyšetření KO + 5 populačního rozpočtu leukocytů na analyzátoru XN 550 (XN 1000)	
Jednotka:		
Poznámka:	viz KO, KODIF	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
	0 – 3 dny	0,45 – 0,67
	4 – 14 dní	0,42 – 0,66
	15 – 30 dní	0,39 – 0,63
	31 – 60 dní	0,31 – 0,55
	61 – 90 dní	0,28 – 0,42
	91 – 180 dní	0,29 – 0,41
	181 – 365 dní	0,33 – 0,39
	1 – 2 roky	0,34 – 0,40
	2 – 6 let	0,34 – 0,40
	6 – 12 let	0,35 – 0,45
Ženy	12 – 15 let	0,36 – 0,46
Muži		0,37 – 0,49
Ženy	>15 let:	0,35 – 0,42
Muži		0,40 – 0,50