

Distribuční šíře erytrocytů (KO, KODIF)

Součástí krevního obrazu (KO) či krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů (KODIF).

Zkratka:	RDW	
Pracoviště:	hematologie	Telefon: 568 809 342
Biologický materiál:	venózní krev (krev)	
Odběrová zkumavka:	plná nesrážlivá krev (EDTA)	Doporučené množství: 1 zkumavka přesně odebraná
Četnost (odezva):	Statim 1 hodina, rutina 2 hodiny.	
Transport:	Dodat optimálně do 2 hodin po odběru 15 až 25 °C.	
Stabilita vzorku:	5 hodin při 15 až +25 °C.	
Interference:	viz KO, KODIF	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina, statim	Výkon – kód: viz KO, KODIF	Bod: viz KO, KODIF
SOP číslo – název:	SOP-PLO-HEM-07 (69) Vyšetření KO + 5 populačního rozpočtu leukocytů na analyzátoru XN 550 (XN 1000)	
Jednotka:	%	
Poznámka:	viz KO, KODIF	

Referenční meze:

Věk	Referenční hodnota
0 – 365 dní	11,5 – 14,5
1 – 15 let	11,5 – 14,5
>15 let	10,0 – 15,2