

Dialyzát (leukocyty, granulocyty)

Vyšetření slouží ke zjištění počtu leukocytů a procentuálního počtu granulocytů v dialyzátu.

Zkratka:	WBC DIALYZ	
Pracoviště:	hematologie	Telefon: 568 809 342
Biologický materiál:	peritoneální dialyzát	
Odběrová zkumavka:	peritoneální tekutina (plast bez úpravy)	Doporučené množství: 3 ml
Četnost (odezva):	Rutina 2 hodiny, statim 1 hodina.	
Transport:	Dodat ihned po odběru při 20 až +25 °C.	
Stabilita pro přijetí:	30 minut při 20 až +25 °C	
Interference:		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina, statim	Výkon – kód: 96 321 leukocyty v dialyzátu	Bod: 24
SOP číslo – název:	SOP-PLO-HEM-78 Stanovení leukocytů v dialyzátu mikroskopicky	
Jednotka:	/ µl (leukocyty), % (granulocyty)	
Poznámka:	Omezení: Vzorek nelze přijmout, je-li chybně uzavřená zkumavka, malé množství vzorku, nesprávně či neúplně označený vzorek, nedodržení obecně platný předpis pro příjem materiálu.	