

Název vyšetření: **Helicobacter pylori - BLOT**

Vyšetření protilátek třídy IgA a IgG proti separovaným antigenům *Helicobacter pylori* v lidském séru nebo plazmě.

Blot souprava slouží k detailnímu stanovení přítomnosti specifických protilátek proti antigenům *H. pylori* a ke stanovení protilátek proti CagA antigenu, který je v současné době považován za důležitý marker virulence a jehož přítomnost znamená zvýšené riziko vývinu závažnějších onemocnění gastroduodena včetně karcinomu žaludku.

Zkratka:	HELICO		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.424	
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 5 ml	
Pokyny k odběru:	zkumavky s aktivátorem srážení nebo s gelem + aktivátorem srážení pro srážlivou krev		
Četnost (odezva):	týdně	Zpracováno:	pondělí
Transport:	co nejdříve do laboratoře při pokojové teplotě		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 7 dní	Teplota: 2 - 8°C	
Interference:	séra bakteriálně kontaminovaná, hemolytická, chylózní		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 82 075		
SOP číslo – název:	SOPL-PLO-OKM-184 – Sérologie Helicobacter pylori - BLOT		
Jednotka:	Ne		
Poznámka:	Běžně je vyšetřována transglutamináza společně s endomysiem - vyšetření céliakie soubor.		

Referenční meze:

Protilátka	Referenční hodnota
IgA, IgG:	Negativní – hraniční – pozitivní
	V komentáři uvádíme pozitivitu CagA