

Název vyšetření: **CRP**

Vyšetření C-reaktivního proteinu na přístroji QuickRead

Zkratka:	CRP, rev-sou		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.424	
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 5 ml	
Pokyny k odběru:	zkumavky s aktivátorem srážení nebo s gelem + aktivátorem srážení pro srážlivou krev		
Četnost (odezva):	týdně	Zpracováno:	pátek
Transport:	co nejdříve do laboratoře při pokojové teplotě		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 7 dní	Teplota: 2 - 8°C	
Interference:	séra bakteriálně kontaminovaná, hemolytická, chylózní		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 91153		
SOP číslo – název:	SOP-PLO-OKM-22 – Stanovení Quickread CRP		
Jednotka:	mg/l		
Poznámka:	Součástí vyšetření revmatoidní soubor společně s ASLO a RF.		

Referenční meze:

Referenční hodnota
< 10 mg/l negativní
10 - 40 mg/l slabě pozitivní
> 40 mg/l pozitivní
> 130 mg/l silně pozitivní