

Název vyšetření: α 1-fetoprotein

Zkratka	AFP	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno, do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25°C
Stabilita laboratoři:	čas:	7 dní
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	velké dávky biotinu – krev odebírat nejdříve za 8 hodin po poslední dávce	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 93215	Bod: 156
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-72	
Jednotka:	ng/ml	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena /muž	0 – 30 dní	50 – 100
žena /muž	1 – 3 měsíce	40 – 1000
žena /muž	4 – 12 měsíců	0 – 12
žena /muž	1 – 18 let	0 – 12
žena /muž	19 – 120 let	0 – 7