

Název vyšetření: Cytologie mozkomíšního moku

Zkratka	Cytol Polynu, Mononu, Ery	Režim: Statim
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	mozkomíšní mok	Minimální množství: 5 ml
Pokyny k odběru:	vzorek odebírá lékař dle zásad správného odběru do sterilní plastové zkumavky	
Četnost (odezva):	1 hod.	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita laboratoři:	čas:	15 min.
	teplota:	20 – 25 °C
Interference:	cytologické vyšetření není možné v případě přítomnosti fibrinové sítě v likvoru, u vzorků s výraznou příměsí krve je prakticky znemožněna kvantitativní cytologie	
Vykazování pro pojišťovnu: statim	Výkon-kód: 96713, 96711	Bod: 6, 12
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-9	
Jednotka:	/ 3 µl	
Poznámka:	soubor se skládá z kvantitativní cytologie (počet polynukleárů, mononukleárů, erytrocytů) a z kvalitativní cytologie	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	polynukleáry < 1
žena/muž	0 – 120 let	mononukleáry < 10