

Název vyšetření: CKD-EPI – odhad glomerulární filtrace

Zkratka	CKD-EPI	Režim: Rutina/Statim
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:		
Četnost (odezva):	denně/1 hod.	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	
Stabilita v laboratoři:	čas:	
	teplota:	
Interference:		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina statim	Výkon-kód:	Bod:
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-78	
Jednotka:	ml/s/1,73m ²	
Poznámka:	výpočet proveden z hodnot Kreat	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	15 – 120 let	>1,5