

Název vyšetření: C-peptid

Zkratka	C-Pept	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení, je vhodné provést i vyšetření po zátěži	
Četnost (odezva):	týdně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	24 hod.
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	vysoké dávky biotinu – odběr možný nejdříve po 8 hodinách po poslední dávce	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 93145	Bod: 162
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-57	
Jednotka:	nmol/l	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	0,37 – 1,47