

Název vyšetření: Erytrocyty ve fázovém kontrastu

Zkratka	EryDys, Erylso, FK	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	moč	Minimální množství: 10 ml
Pokyny k odběru:	odebírání se střední proud první ranní moče, je důležité dodržovat zásady správného odběru moče, moč se odebírání do plastových zkumavek (bez úprav) bez použití konzervantů	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat ihned. po odběru
	teplota:	18 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	2 – 8 °C
	teplota:	1 hod.
Interference:	-	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 81239	Bod: 10
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-11	
Jednotka:	%	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	hodnotí specialista % dysmorfní a isomorfní erytrocyty