

Název vyšetření: Elektroforéza bílkovin – moč

Zkratka	ElfoU	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	moč	Minimální množství: 10 ml
Pokyny k odběru:	moč se odebírá do plastové zkumavky (bez úprav) bez použití konzervantů, je třeba dodržovat zásady správného odběru moče	
Četnost (odezva):	měsíčně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	18 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	1 týden
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 81395	Bod: 349
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-109	
Jednotka:		
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	hodnotí lékař