

Název vyšetření: Draslík

Zkratka	K	Režim: Rutina/Statim/VitIndi
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	denně/1 hod.	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	14 dní
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	hemolýza, ikterita, lipemie	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina statim	Výkon-kód: 81393 81145	Bod: 16 18
	SOP číslo: SOP-PLO-OKB-51	
Jednotka:	mmol/l	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 6 týden	4,7 – 7,5
žena/muž	7 týden – 12 měsíců	4,0 – 6,2
žena/muž	1 – 15 let	3,6 – 5,9
žena/muž	16 – 120 let	3,5 – 5,1