

Název vyšetření: Ionizovaný vápník

Zkratka	Ca_ion	Režim: Rutina/Statim
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	krev nesrážlivá, kapilární krev.	Minimální množství: 2 ml/200 µl
Pokyny k odběru:	odběr se provádí do odběrových souprav s přídavkem heparinu – monovetvy pro krevní plyny – nezalamovat píst, odběr anaerobně, po odběru dobře promíchat válet mezi dlaněmi, místo vpichu nemačkat!	
Četnost (odezva):	denně/30 min.	
Transport:	čas:	po odběru dodat do 15 min. do laboratoře
	teplota:	20 – 25°C
Stabilita v laboratoři:	čas:	1 hodina
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	sraženiny	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina statim	Výkon-kód: 81627 81141	Bod: 39 45
	SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-139
Jednotka:	mmol/l	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	1,12 – 1,32