

Název vyšetření: Intratékální syntéza IgG

Zkratka	IgGith	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	likvor/srážlivá krev	Minimální množství: 5 ml/7,5 ml
Pokyny k odběru:	likvor odebíráme do sterilních plastových zkumavek bez přídavku konzervantů/ odběr srážlivé krve provádíme na lačno do monovet obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita laboratoři:	čas:	
	teplota:	
Interference:		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina –	Výkon-kód:	Bod:
SOP číslo:		
Jednotka:	%	
Poznámka:	jedná se o soubor vyšetření z likvoru (AlbL, IGGL), séra (Alb, IGG) a o výpočty (QAlb, IgGith)	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	< 0