

Název vyšetření: Imunoglobulin M

Zkratka	IgM	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita laboratoři:	čas:	4 měsíce
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	hemolýza, ikterita, lipemie	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 91133	Bod: 159
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-30	
Jednotka:	g/l	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 12 měsíců	0,0 – 1,45
žena/muž	1 – 3 roky	0,19 – 1,46
žena/muž	4 – 6 let	0,24 – 2,1
žena/muž	7 – 9 let	0,31 – 2,08
žena/muž	10 – 11 let	0,31 – 1,79
žena/muž	12 – 13 let	0,35 – 2,39
žena/muž	14 – 15 let	0,5 – 1,88
žena/muž	16 – 17 let	0,23 – 2,59
žena/muž	18 – 120 let	0,4 – 2,3