

Název vyšetření: Imunoglobulin E

Zkratka	IgE	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	7 dní
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	hemolýza, ikterita, lipemie, vysoké dávky biotinu – odběr možný nejdříve po 8 hod. po poslední dávce	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 93113	Bod: 188
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-33	
Jednotka:	IU/ml	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 28 dní	< 3,6
žena/muž	1 – 12 měsíců	< 15
žena/muž	1 – 5 let	< 60
žena/muž	6 – 9 let	< 90
žena/muž	10 – 15 let	< 200
žena/muž	16 – 120 let	< 100