

## Název vyšetření: Laktát

<b>Zkratka</b>	<b>Lakt</b>	<b>Režim: Statim/VitIndi</b>
<b>Pracoviště:</b>	CLA – biochemie	<b>Telefon: 419</b>
<b>Materiál:</b>	nesrážlivá krev	<b>Minimální množství: 5 ml</b>
<b>Pokyny k odběru:</b>	odběr provádět na lačno do monovetv obsahujících natrium fluorid a K <sub>2</sub> EDTA, monovetvy mají žlutý uzávěr	
<b>Četnost (odezva):</b>	1 hod.	
<b>Transport:</b>	<b>čas:</b>	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	<b>teplota:</b>	20 – 25 °C
<b>Stabilita v laboratoři:</b>	<b>čas:</b>	14 dní
	<b>teplota:</b>	2 – 8 °C
<b>Interference:</b>	hemolýza	
<b>Vykazování pro pojišťovnu: statim</b>	<b>Výkon-kód:</b> 81171	<b>Bod:</b> 50
<b>SOP číslo:</b>	SOP-PLO-OKB-74	
<b>Jednotka:</b>	mmol/l	
<b>Poznámka:</b>	uchovává se separovaná plazma	

### Referenční meze:

<b>Pohlaví</b>	<b>Věk</b>	<b>Referenční hodnota</b>
žena/muž	0 – 120 let	0,5 – 2,2