

Název vyšetření: Prostatický specifický antigen – celkový

Zkratka	PSA	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení, odběr provádět nejdříve 48 hodin po vyšetření per rectum a nejdříve 2 týdny po biopsii prostaty	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	5 dní
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	hemolýza, ikterita, lipemie	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 93225	Bod: 220
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-66	
Jednotka:	ng/ml	
Poznámka:	sérový PSA vzrůstá po vyšetření per rectum, po masáži prostaty, po ejakulaci, po biopsii prostaty, resekcii v oblasti rekta, po mechanickém dráždění prostaty	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
muž	18 – 39 let	< 1,4
muž	40 – 49 let	< 2,0
muž	50 – 59 let	< 3,1
muž	60 – 69 let	< 4,1
muž	70 – 120 let	< 4,4