

Název vyšetření: Osmolalita

Zkratka	Osm	Režim: Rutina/Statim
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	denně/1 hod.	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita laboratoři:	čas:	2 dny
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina/statim	Výkon-kód: 81563	Bod: 5
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-119	
Jednotka:	mmol/kg	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 6 týdnů	276 – 305
žena/muž	7 týdnů – 120 let	275 – 295