

Název vyšetření: Natriuretický peptid typu B (BNP)

Zkratka	BNP	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	nesrážlivá krev	Minimální množství: 5 ml
Pokyny k odběru:	plazma se získá odběrem krve do standardních odběrových souprav s přídatkem EDTA., nedoporučuje se používat jiné typy vzorků, včetně séra a plazmy odebrané do citrátu nebo heparinu, vzorky je nutné odebírat pouze do plastových odběrových zkumavek, neboť molekuly BNP jsou ve skleněných nádobkách nestabilní, vzorky pro stanovení hladiny BNP je třeba odebírat před podáním nebo 2 hodiny po podání Natrecoru (rekombinantní BNP).	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	24 hod.
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	hemolýza, ikterita, lipemie	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 81731	Bod: 823
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-5	
Jednotka:	ng/l	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	0,0 – 100