

Název vyšetření: Vápník

Zkratka	Ca	Režim: Rutina/Statim
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	denně/1 hod.	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	3 týdny
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	hemolýza, ikterita, lipemie	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina statim	Výkon-kód: 81625 81139	Bod: 16 23
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-39	
Jednotka:	mmol/l	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 10 dní	1,9 – 2,6
žena/muž	11 dní – 12 měsíců	2,25 – 2,75
žena/muž	1 – 2 roky	2,25 – 2,75
žena/muž	3 – 12 let	2,2 – 2,7
žena/muž	13 – 17 let	2,1 – 2,55
žena/muž	18 – 120 let	2,15 – 2,55