

Název vyšetření: Urea v moči – odpad

Zkratka	UreaO	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	moč sbíraná	Minimální množství: 10 ml
Pokyny k odběru:	z celkového množství nasbírané moče do laboratoře zaslat pouze odlitý vzorek (po promíchání), nádobu se sbíranou močí uchovávat v chladu a temnu	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po skončení sběru
	teplota:	18 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	
	teplota:	
Interference:		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód:	Bod:
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-85	
Jednotka:	mmol	
Poznámka:	do žádanky udat celkové množství nasbírané moče, výpočet proveden z hodnot UreaU, MnM24	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 7 dní	2,5 – 3,3
žena/muž	8 dní – 6 týdnů	10 – 17
žena/muž	7 týdnů – 12 měsíců	33 – 67
žena/muž	1 – 17 let	67 – 333
žena/muž	18 – 120 let	100 – 580