

Název vyšetření: Testosteron

Zkratka	Testos	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	2x týdně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	7 dní
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	hemolýza, ikterita, lipemie, vysoké dávky biotinu – odběr možný nejdříve po 8 hodinách po poslední dávce	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 93191	Bod: 149
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-63	
Jednotka:	nmol/l	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena	15 – 49 let	0,276 – 1,73
žena	50 – 120 let	0,104 – 1,39
muž	0 – 12 měsíců	0,42 – 0,72
muž	1 – 6 let	0,10 – 1,12
muž	7 – 12 let	0,10 – 2,37
muž	13 – 17 let	0,98 – 68,5
muž	18 – 49 let	11,4 – 27,9
muž	50 – 120 let	9,47 – 28,3