

**Název vyšetření: Sodík**

<b>Zkratka</b>	<b>Na</b>	<b>Režim: Rutina/Statim/VitIndi</b>
<b>Pracoviště:</b>	CLA – biochemie	<b>Telefon:</b> 419
<b>Materiál:</b>	srážlivá krev	<b>Minimální množství:</b> 7,5 ml
<b>Pokyny k odběru:</b>	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
<b>Četnost (odezva):</b>	denně/1 hod.	
<b>Transport:</b>	<b>čas:</b>	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	<b>teplota:</b>	20 – 25 °C
<b>Stabilita v laboratoři:</b>	<b>čas:</b>	14 dní
	<b>teplota:</b>	2 – 8 °C
<b>Interference:</b>	hemolýza, ikterita, lipemie	
<b>Vykazování pro pojišťovnu:</b> rutina statim	<b>Výkon-kód:</b> 81593 81135	<b>Bod:</b> 14 18
	<b>SOP číslo:</b> SOP-PLO-OKB-50	
<b>Jednotka:</b>	mmol/l	
<b>Poznámka:</b>		

**Referenční meze:**

<b>Pohlaví</b>	<b>Věk</b>	<b>Referenční hodnota</b>
žena/muž	0 – 6 dní	131 – 144
žena/muž	7 – 30 dní	132 – 142
žena/muž	1 – 6 měsíců	132 – 140
žena/muž	7 – 12 měsíců	131 – 140
žena/muž	1 – 17 let	132 – 141
žena/muž	18 – 120 let	136 – 145