

Výtěr z krku

Vyšetření umožňuje prokázat původce tonzilo-faringitidy.

Zkratka:	krk – výtěr z krku krk-MRSA – výtěr z krku cíleně na MRSA		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.504	
Materiál:	výtěr z krku		
Odběrová souprava:	sterilní tampon v transportním médiu Amies		
Pokyny k odběru:	Odběr nejlépe nalačno. Sterilním tamponem se provede stěr z tonzil, klenby hltanu a patrových oblouků. Tampon se nesmí dotknout tváří a jazyka.		
Četnost (odezva):	negat. výsledek - 2 dny pozit. výsledek - 2 - 5 dnů	Zpracováno:	denně
Transport:	2 hod. pokojová teplota, 24 hod. pokojová teplota		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 24 hod.	Teplota: pokojová teplota	
Vykazování pro pojišťovnu:	Výkon-kód základní: 82 017		
SOP číslo – název:	SOP-PLO-OKM-109 – Kultivační vyšetření materiálu horních cest dýchacích		
Indikace:	Tonzilofaryngitidis acuta, nosičství patog neisserií, Staphylococcus aureus MRSA.		
Interpretace:	Hlavní patogeny: Streptococcus pyogenes, β-hemol. streptokoky ze skup. C a G, Arcanobacterium haemol. Drobné kolonie β- hemol. streptokoků ze skup. C a F mohou být součástí fyziologické flóry, proto je nutné nálezy interpretovat uvážlivě. Gramnegativní tyčinky jsou pouze součástí sekundárního osídlení.		
Poznámka:	Požadavek na cílenou kultivaci na Neis. gonorrhoeae, Neis. meningitidis a Staphylococcus aureus MRSA uvést na žádance.		