

Předtransfuzní vyšetření (Křížový pokus)

Předtransfuzní vyšetření je vyšetření předcházející transfuzi. Předtransfuzní laboratorní vyšetření představuje soubor organizačních opatření, laboratorních zkoušek a kontrol, prováděných před podáním transfuzních přípravků (dále jen TP) nebo v situaci, kdy je jejich podání pravděpodobné, s cílem minimalizovat nežádoucí imunohematologické účinky transfuze. Tyto jednotlivé kroky představují jedinou možnost pro dodání optimálního transfuzního přípravku pro pacienta.

Předtransfuzní vyšetření pro transfuzní přípravky obsahující erytrocyty se skládá z vyšetření krevní skupiny příjemce a dárce v AB0 a RhD systému, screeningu nepravidelných antierytrocytárních protilátek a vlastní zkoušky kompatibility.

Zkratka:	KP	
Pracoviště:	Hematologie	Telefon: 568 809 339
Biologický materiál:	venózní krev	
Odběrová zkumavka:	plná nesrážlivá krev (citrát sodný)	Doporučené množství: 1 zkumavka přesně odebraná
Četnost (odezva):	Vítal ihned, statim 60 až 90 min, rutina dle objednávky.	
Transport:	Dodat co nejdříve po odběru do laboratoře, předat osobně laborantce (proti podpisu).	
Stabilita vzorku:	72 hodin při 2 až 8 °C.	
Interference:	Výskyt chladových aglutininů, nemoci zhoubného charakteru, AIHA.	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina, statim, vítal	Výkon – kód: 22 119 vyšetření kompatibility statim 22 117 vyšetření kompatibility v sérii 22 212 screening antierytrocytárních protilátek statim 22 214 screening antierytrocytárních protilátek v sérii 97 111 separace séra nebo plasmy 22 111 stanovení krevní skupiny statim 22 112 stanovení krevní skupiny v sérii	Bod: 151 57 313 137 17 273 163
SOP číslo – název:	SOP-PLO-HEM-50 Předtransfuzní vyšetření	
Jednotka:		
Poznámka:	Vzorek nelze přijmout při viditelných známkách hemolýzy, nesprávně nebo neúplně označeného vzorku a žádanky, nedodržení obecně platného předpisu pro příjem materiálu.	