

Neutrofilní segmenty (KODIF, DIFMAN)

Jsou součástí diferenciálního rozpočtu bílých krvinek provedeného při vyšetření krevního obrazu (KODIF) či při provedení mikroskopické analýzy nátěru periferní krve (DIFMAN).

Zkratka:	NEU	
Pracoviště:	hematologie	Telefon: 568 809 342
Biologický materiál:	venózní krev (krev)	
Odběrová zkumavka:	plná nesrážlivá krev (EDTA)	Doporučené množství: 1 zkumavka přesně odebraná
Četnost (odezva):	viz KODIF, DIFMAN	
Transport:	Dodat optimálně do 2 hodin po odběru při 15 až +25 °C.	
Stabilita vzorku:	5 hodin při 15 až 15 °C.	
Interference:	viz KODIF, DIFMAN	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina, statim	Výkon – kód: viz KODIF, DIFMAN	Bod: viz KODIF, DIFMAN
SOP číslo – název:	SOP-PLO-HEM-07 (69) Vyšetření KO + 5 populačního rozpočtu leukocytů na analyzátoru XN 550 (XN 1000) SOP-PLO-HEM-03 Panoptické barvení a morfologické hodnocení nátěrů periferní krve	
Jednotka:	%, 10 ⁹ /l	
Poznámka:	viz KODIF, DIFMAN	

Referenční meze:

Věk	Referenční hodnota KODIF (%)	Referenční hodnota KODIF (10 ⁹ /l)	Referenční hodnota DIFMAN (%)
0 – 1 den	51,0 – 75,0	4,6 – 25,4	51,0 – 71,0
2 – 7 dní	35,0 – 59,0	1,8 – 11,8	35,0 – 55,0
8 – 14 dní	30,0 – 54,0	1,5 – 10,8	30,0 – 50,0
15 – 30 dní	25,0 – 49,0	1,3 – 8,8	25,0 – 45,0
31 – 180 dní	22,0 – 49,0	1,1 – 9,6	22,0 – 45,0
181 – 365 dní	21,0 – 46,0	1,3 – 8,1	21,0 – 42,0
1 – 2 roky	24,0 – 47,0	1,3 – 8,2	21,0 – 43,0
2 – 4 roky	23,0 – 56,0	1,3 – 9,5	23,0 – 52,0
4 – 6 let	32,0 – 65,0	1,6 – 10,5	32,0 – 61,0
6 – 8 let	41,0 – 67,0	1,9 – 9,7	41,0 – 63,0
8 – 10 let	43,0 – 68,0	1,9 – 9,1	43,0 – 64,0
10 – 15 let	44,0 – 71,0	2,0 – 9,6	44,0 – 67,0
> 15 let	45,0 – 70,0	2,0 – 7,0	47,0 – 70,0