

Monocyty (KODIF, DIFMAN)

Jsou součástí diferenciálního rozpočtu bílých krvinek provedeného při vyšetření krevního obrazu (KODIF) či při provedení mikroskopické analýzy nátěru periferní krve (DIFMAN).

Zkratka:	MO		
Pracoviště:	hematologie	Telefon: 568 809 342	
Biologický materiál:	venózní krev (krev)		
Odběrová zkumavka:	plná nesrážlivá krev (EDTA)	Doporučené množství: 1 zkumavka přesně odebraná	
Četnost (odezva):	Viz KODIF, DIFMAN		
Transport:	Dodat optimálně do 2 hodin po odběru při 15 až +25 °C.		
Stabilita vzorku:	5 hodin při 15 až 15 °C.		
Interference:	Viz KODIF, DIFMAN		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina, statim	Výkon – kód: viz KODIF, DIFMAN	Bod: viz KODIF, DIFMAN	
SOP číslo – název:	SOP-PLO-HEM-07 (69) Vyšetření KO + 5 populačního rozpočtu leukocytů na analyzátoru XN 550 (XN 1000) SOP-PLO-HEM-03 Panoptické barvení a morfologické hodnocení nátěrů periferní krve		
Jednotka:	%, 10 ⁹ /l		
Poznámka:	viz KODIF, DIFMAN		

Referenční meze:

Věk	Referenční hodnota KODIF (%)	Referenční hodnota KODIF (10 ⁹ /l)	Referenční hodnota DIFMAN (%)
0 – 1 den	1,0 – 10,0	0,1 – 3,4	1,0 – 10,0
2 – 7 dní	3,0 – 15,0	0,2 – 3,2	3,0 – 15,0
8 – 14 dní	3,0 – 15,0	0,2 – 3,0	3,0 – 15,0
15 – 30 dní	1,0 – 13,0	0,5 – 2,5	1,0 – 13,0
31 – 180 dní	1,0 – 13,0	0,1 – 2,5	1,0 – 13,0
181 – 365 dní	1,0 – 9,0	0,1 – 1,6	1,0 – 9,0
1 – 2 roky	1,0 – 9,0	0,1 – 1,6	1,0 – 9,0
2 – 4 roky	1,0 – 9,0	0,6 – 1,5	1,0 – 9,0
4 – 6 let	1,0 – 9,0	0,5 – 1,4	1,0 – 9,0
6 – 8 let	0,0 – 9,0	0,0 – 1,3	0,0 – 9,0
8 – 10 let	0,0 – 8,0	0,0 – 1,1	0,0 – 8,0
10 – 15 let	0,0 – 9,0	0,0 – 1,2	0,0 – 9,0
>15 let	2,0 – 12,0	0,08 – 1,2	2,0 – 10,0