

Eosinofily (KODIF, DIFMAN)

Jsou součástí diferenciálního rozpočtu bílých krvinek provedeného při vyšetření krevního obrazu (KODIF) či při provedení mikroskopické analýzy nátěru periferní krve (DIFMAN).

Zkratka:	EO	
Pracoviště:	hematologie	Telefon: 568 809 342
Biologický materiál:	venózní krev (krev)	
Odběrová zkumavka:	plná nesrážlivá krev (EDTA)	Doporučené množství: 1 zkumavka přesně odebraná
Četnost (odezva):	Rutina 2 hodiny, statim 1 hodina.	
Transport:	Dodat optimálně do 2 hodin po odběru při 15 až 25 °C.	
Stabilita vzorku:	5 hodin při 15 až 25 °C.	
Interference:	viz KODIF, DIFMAN	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina, statim	Výkon – kód: viz KODIF, DIFMAN	Bod: viz KODIF, DIFMAN
SOP číslo – název:	SOP-PLO-HEM-07 (69) Vyšetření KO + 5 populačního rozpočtu leukocytů na analyzátoru XN 550 (XN 1000) SOP-PLO-HEM-03 Panoptické barvení a morfologické hodnocení nátěrů periferní krve	
Jednotka:	%, 10 ⁹ /l	
Poznámka:	viz KODIF, DIFMAN	

Referenční meze: KODIF

Věk	Referenční hodnota (%)	Referenční hodnota (10 ⁹ /l)
0 – 1 den	0,0 – 4,0	0,0 – 1,5
2 – 7 dní	0,0 – 8,0	0,0 – 1,7
8 – 180 dní	0,0 – 7,0	0,0 – 1,4
181 – 365 dní	0,0 – 7,0	0,1 – 1,2
1 – 2 roky	0,0 – 7,0	0,0 – 1,2
2 – 4 roky	0,0 – 7,0	0,0 – 0,5
4 – 6 let	0,0 – 7,0	0,0 – 1,1
6 – 8 let	0,0 – 7,0	0,0 – 1,0
8 – 10 let	0,0 – 4,0	0,0 – 0,5
10 – 15 let	0,0 – 7,0	0,0 – 1,0
> 15 let	0,0 – 5,0	0,0 – 0,5

DIFMAN

Věk	Referenční hodnota (%)
0 – 1 den	0,0 – 4,0
2 – 7 dní	0,0 – 8,0
8 dní – 8 let	0,0 – 7,0
8 – 10 let	0,0 – 4,0
10 – 15 let	0,0 – 7,0
>15 let	0,0 – 5,0